

Voor elke situatie de juiste eakin® pastaring!



Cohesive SLIMS®

Voor Dagelijks Gebruik

- Voor dagelijkse huidbescherming
- Bij veelvuldig wisselen stomamateriaal



PROBLEEM: Onverklaarbare lekkage

TE GEBRUIKEN: Bij situaties zonder aanwijsbare peristomale huidirritatie of complicaties wanneer huidbescherming en veiligheid gewenst is.

Verpakking: 30 stuks | Dikte: 3,0mm | REF 839005

PREVENTIE



Cohesive® Small

Voor Extra Bescherming

- Biedt maximale huidbescherming
- Bij niet-vaste output



PROBLEEM: Dermatitis

TE GEBRUIKEN: bij situaties waar maximale huidbescherming en absorptie gewenst is. Voorkomt lekkage, verlengt draagtijd stomamateriaal.

Verpakking: 30 seals | Dikte: 4,2mm | REF 839002

PROBLEEMOPLOSSER

PREVENTIE



Large Cohesive®

Grootse Bescherming

- Beschermt grote peristomale huidoppervlakte
- Bij complexe huidproblematiek en onregelmatig huidoppervlak



PROBLEEM: Psoriasis

TE GEBRUIKEN: Ter bescherming van grote, geïrriteerde en beschadigde huidoppervlaktes. Verhoogt draagtijd stomamateriaal.

Verpakking: 10 stuks | Dikte: 2,1mm | REF 839001

PROBLEEMOPLOSSER



Cohesive
StomaWrap™
Tijdbesparend

- Voor grote of ovale stoma's
- Geschikt bij verminderde handfunctie



PROBLEEM: Dubbelloops Stoma

TE GEBRUIKEN: Bij onregelmatig gevormde stoma's. Ideaal om perfect passend rond het stoma aan te brengen. Eenvoudig en snel in gebruik, biedt maximale huidbescherming en voorkomt lekkage.

Verpakking: 10 seals | Dikte: 3,0mm | REF 839006

PROBLEEMOPLOSSER

PREVENTIE